

**REKVISITION**  
**For analyse af sACETYLKOLIN-RECEPTOR antistof**  
**rettet imod den adulte humane receptor**  
**(NPU18343 - ACHRAB)**

Fra:

Sendes til:  
**Neuroimmunologisk Laboratorium,**  
**Afsnit 6311,**  
**Blegdamsvej 9,**  
**Rigshospitalet,**  
**2100 København Ø**

**Dags dato:**

<b>Prøvedato:</b>	
<b>Prøve id-nr:</b>	
<b>Patientnavn:</b>	
<b>Patientens cpr nr:</b>	
<b>Del-AE nr. (skal påføres af afdelinger på Rigshospitalet for fakturering – hvem betaler?):</b>	
<b>EAN-nr. (rekvirentens offentlige faktureringsnr. som skal påføres af andre end Rigshospitalet! – hvem betaler?):</b>	
<b>Evt. vigtig information:</b>	
<b>Svar adresse:</b>	<b>Faktura adresse:</b>

**Information:**

I et tørglas tappes 4 ml blod (RH-kode rød4G (KLM-104)). Efter prøvens koagulation centrifugeres glasset, og serum afpipetteres. Der skal bruges ca. 2 ml serum til analysen. Husk prøve ID-nr på både glas og rekvissionseddel.

Hvis prøven kommer frem inden for et døgn, kan den sendes ved alm. temperatur. Undgå at sende prøver lige op til en week-end eller helligdag.

*Prøver analyseres og svar udsendes generelt én gang om ugen. Hvis prøven er førstegang positiv, analyseres den om med fortyndingsserie følgende uge for præcisering af svar. Der kan i visse tilfælde gå op til tre uger før svar udsendes p.g.a. omkørsel af prøve.*

Se endvidere vores hjemmeside: [www.ms-research.dk](http://www.ms-research.dk) (under Neuroimmunology Laboratory)